



KINTEK SOLUTION

手動加熱ラボプレス カタログ

Contact us for more catalogs of サンプルの準備, 熱機器, ラボ用消耗品と材料,
バイオ化学装置, 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited

はテクノロジー指向の組織であり、チームメンバーは、生化学反応、新材料研究、熱処理、真空生成、冷凍、医薬品などの分野の科学研究機器において、最も効率的で信頼性の高いテクノロジーとイノベーションの探求に専念しています。および石油抽出装置。



加熱油圧プレス機（加熱プレート付き）分割手動実験室用ホットプレス

商品番号: PCSM



前書き

分割手動加熱ラボプレスで効率的にサンプルを準備しましょう。最大40Tの圧力範囲と最大300°Cの加熱プレートを備え、様々な産業に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCSM-30T3030	PCSM-40T4040
圧力範囲	0-30.0トン	0-40.0トン
ピストン径	130mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	130mm (d) クロムメッキオイルシリンダー
主な全体構造	オイル漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	オイル漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置
金型加熱温度	室温-300.0°C/500.0°C	室温-300.0°C
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却（オプションの水冷機）	水冷による急速冷却（オプションの水冷機）
ホットプレートサイズ	300×300mm (M×N)	400×400mm (M×N)
ホストサイズ	380×350X600mm (K×P×H)	500×480×650 (K×P×H)
寸法	700×400×600mm (L×W×H)	800×480×650 (L×W×H)
電源	3000W (220V/110Vカスタマイズ可能)	5000W (220V/110Vカスタマイズ可能)
重量	260 Kg	460Kg
粉末錠剤プレス寸法図	下記写真参照	下記写真参照

手動加熱油圧プレス機（実験用熱プレス用加熱プレート付き）

商品番号: CPCL



前書き

手動熱プレス機は、ピストン上に置かれた材料に制御された圧力と熱を加える手動油圧システムによって操作される、さまざまな用途に適した多用途の機器です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PC-900L
圧力範囲	0～5.0トン
加圧プロセス	手動加圧
シリンダーストローク	80mm
加熱温度	最大1000℃
金型材質	ニッケル基合金（耐高温材料）
サンプルサイズ	Φ10-30mm
金型形状	Φ50x90mm
炉の口径	Φ60mm
本体サイズ	400x380x780（長さx幅x高さ）
電源	220V 50Hz

粉末錠剤プレスの寸法図

24T 30T 60T 加熱プレート付き加熱式油圧プレス機 ラボ用ホットプレス

商品番号: PCH



前書き

信頼性の高いラボ用加熱式油圧プレスをお探しですか？
当社の24T /

40Tモデルは、材料研究室、製薬、セラミックスなどに最適です。設置面積が小さく、真空グローブボックス内での作業も可能なため、サンプル調製のニーズに応える効率的で汎用性の高いソリューションです。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
圧力範囲	0-24.0 トン	0-30.0 トン	0-30.0 トン
ピストン径	95mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	110mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	150mm (d) クロムメッキオイルシリンダー
主要全体構造	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置
金型加熱温度	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C/500.0C
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]
ホットプレートサイズ	100×100mm (M×N) 面取り付き	200×200mm (M×N)	180×180mm (M×N)
ホストサイズ	245×175×500mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)
外形寸法	500×175×500mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)
電源	600 W (220V/110V カスタマイズ可能)	1200 W (220V/110V カスタマイズ可能)	1000 W (220V/110V カスタマイズ可能)
重量	60 Kg	180 Kg	180 Kg

ラボ用手動加熱プレート内蔵加熱油圧プレス機

商品番号: PCY



前書き

当社のラボ用手動加熱プレス一体型で、熱プレス試料を効率的に処理します。最大500℃の加熱範囲で、様々な産業に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCY-5T1212	PCY-10T1818	PCY-10T2020	PCY-15T3030
圧力範囲	0-5.0 トン	0-10.0 トン	0-10.0 トン	0-15.0 トン
ピストン径	50mm (d) クロムメッキオイルシリンダー内	65mm (d) クロムメッキオイルシリンダー内	65mm (d) クロムメッキオイルシリンダー内	95mm (d) クロムメッキオイルシリンダー内
メイン全体構造	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	油漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置
金型加熱温度	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C	室温 -300.0C/500.0C
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]
熱板サイズ	両面プレート加熱 120×120mm(M×N)	両面プレート加熱 180×180mm(M×N)	両面プレート加熱 200×200mm(M×N)	両面プレート加熱 300×300mm(M×N)
ワークスペース	140×140×60mm	180×180×60mm	200×200×60 mm	300×300×65mm
寸法	250×230×390mm(L×W×H)	290×290×420mm(L×W×H)	320×290×420mm(L×W×H)	450×420×450mm(L×W×H)
電源	700W(220V/110V カスタマイズ可能)	1000 W(220V/110V カスタマイズ可能)	1200 W(220V/110V カスタマイズ可能)	3000 W(220V/110V カスタマイズ可能)
重量	55 Kg	90 Kg	95Kg	180Kg
粉末錠剤成形機の寸法図	下図参照	下図参照	下図参照	下図参照



Kintek Solution

本社: 中国鄭州市長春路11号

