

ラボディスクカップ振動ミル（サンプル粉碎用）

商品番号: KT-DVM



前書き

振動ディスクミルは、粒度の大きいサンプルの非破壊
 破碎および微粉碎に適しており、分析精度と純度を持
 つサンプルを迅速に準備できます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-DVM300	KT-DVM600
最大投入サイズ	<15 mm	<15 mm
サンプル粒子サイズ範囲	<20 μ m	<20 μ m
バッチ有効処理量	15-250 ml	15-500 ml
粉碎ディスク速度	1500 r/min	1500 r/min
真空/不活性ガス保護粉碎	サポート	サポート
移動モード	円運動	円運動
時間設定	9999分	9999分
粉碎ディスク数	1	1
粉碎ディスク容量	50ml 100ml 250ml	100ml 250ml 500ml
粉碎ディスク材質	炭化タングステン ジルコニア 瑪瑙 ステンレス鋼など	炭化タングステン ジルコニア 瑪瑙 ステンレス鋼など
粉碎方法	乾式粉碎 湿式粉碎	乾式粉碎 湿式粉碎
電気仕様	380V、50-60Hz、1.5KW	380V、50-60Hz、1.5KW
電源プラグ	欧州規格 米国規格 英国規格 オーストラリア規格など	欧州規格 米国規格 英国規格 オーストラリア規格など
正味重量	218kg	228kg
寸法（幅*奥行*高さ）	780*650*1080mm	780*650*1080mm
保護等級	IP65	IP65
規格	CE	CE
追加構成可能	極低温液体窒素冷却 タッチ操作システム 粉碎ディスクの温度と圧力監視	極低温液体窒素冷却 タッチ操作システム 粉碎ディスクの温度と圧力監視