

## ガラス組織粉碎機 ホモジナイザー

商品番号: KTG-1



### 前書き

ガラス管とプランジャーの間にある小さな隙間とわずかな凹凸が噛み合い、プランジャーを回転させると研磨効果が生まれる。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	全長 (mm)	フロスト長さ (mm)	チューブ外径(mm)	口内径(mm)
0.5ml	133	34	6	16
1ml	147	47	8	17
2ml	155	53.5	10	20
3ml	160	61.5	10	20
5ml	195	72	11	24
10ml	225	74	13	26
15ml	245	83	16	28
20ml	255	92	17	31.5
25ml	270	110	18	37
30ml	275	112	18	34
50ml	295	112	21	38