

高エネルギー振動ボールミル（実験用）

商品番号: KT-BM500



前書き

高エネルギー振動ボールミルは、高エネルギーの振動と衝撃を伴う多機能な実験用ボールミルです。卓上型は操作が簡単で、サイズも小さく、快適で安全です。

詳細を学ぶ

製品名	ハイブリッド高エネルギー振動ボールミル		ハイブリッド高エネルギー振動ボールミル低温タイプ	高エネルギー振動ボールミルマルチプラットフォーム
モデル	KT-BM500		KT-BM500-L	KT-BM500-P
推奨最大注入サイズ	< 10 mm			
サンプル粒子サイズ範囲	～0.1um			
粉碎方法	乾式粉碎 湿式粉碎 真空粉碎		乾式粉碎 湿式粉碎 真空粉碎 極低温粉碎	乾式粉碎 湿式粉碎 真空粉碎
粉碎プラットフォーム（缶数）	2		6	
移動方法	Y平面円弧状高周波往復運動			
振動周波数	180-1800 r/min			
クラシックスマッシュタイム	10-60秒			
ボールミル材質	超硬合金 酸化ジルコニウム PTFE ナイロン 硬銅 ステンレス鋼		ステンレス鋼 超硬合金 ジルコニア	
ボールミルタンクの最大容量	2X125ml		6X125ml	
ボールミルジャーの固定方法	ねじ締め			
粉碎ボールサイズ	1-30mmオプション			
粉碎ボール材質	超硬合金 酸化ジルコニウム 瑪瑙 ステンレス鋼			
制御方法	周波数制御			
電気仕様	100-120V 200-240V AC、50-60Hz、750W			
電源ポート	ナショナルスタンダード ヨーロッパスタンダード アメリカンスタンダード ブルガリア語スタンダードなど			
正味重量	126kg			
寸法（幅、奥行き、高さ）	680*540*320			
保護クラス	IP30			

