

液体窒素クライオジェニックグラインダーミルクライオミルエアフロー超微粉碎機

商品番号: KT-CG03

前書き

液体窒素クライオジェニック粉碎機は、実験室での使用、超微粉碎、材料特性の保持に最適です。医薬品、化粧品などに最適です。

[詳細を学ぶ](#)



パラメータ	仕様
名前	実験室用クライオジェニックフリーザー粉碎機
モデル	KT-CG03
電源	1.8kw
電圧	220V
低温破碎微粉碎性	40-300メッシュ
出力	1-3kg/h
速度	25000r/min
粉碎機重量	10kg
全体寸法	480 * 290 * 280
冷却	液体窒素凍結
ナイフタイプ	多面斜頭ナイフ
破碎原理	高速衝撃
スクリーニング	風選（ふるいなし）
室温で破碎される繊維状材料の微粉碎性	120メッシュ-500メッシュ
室温で破碎される脆性材料の微粉碎性	300メッシュ-1000メッシュ
注記	装置に液体窒素を追加して使用する場合、空気の湿度は50%RH以下である必要があります