

密封式行星磨 氧化锆研磨碗 行星磨机

商品番号: KT-LB



前書き

密封式行星磨机配氧化锆研磨碗，能够快速粉碎硬的地盘、煤炭和物至微粉末，在工分析和量控制的领域中防止重金属。

詳細を学ぶ

用途	描述	主要特性
采矿勘探	在火或 XRF 元素分析之前，快速粉碎岩心、石英脉、硬岩和尾矿。	防止金属工具，同时提供均一的 200 目筛，用于可靠的品位。
煤炭和焦炭	根据分析粉碎原煤、洗精煤、无烟煤、矽石和冶金焦炭。	完全符合 GB474-1996 制要求，由于采用密封研磨，无水分或损失。
冶金渣与合金精	磨炉渣、石灰石熔炉有色冶金渣，用于控制分析。	能够承受高达 800 kg/cm ² 硬度的磨料硬度，碗磨几乎无。
地球化学痕量元素	需要超痕量 ICP-MS 和 AAS 元素定量分析的土壤、沉积物和地超研磨。	高氧化锆磨介防止 Fe、Ni、Cr 和 Co 的 ppm 背景峰。
先进陶瓷	前氧化物粉末、基板材料和陶瓷批次的制。	消除交叉相溶性分布的微粒分布曲线且无二氧化硅。

化学与制：干化学中、活性催化化合物的均化和粒度减小。化学惰性接触面可防止容器与确保原始的分析可重复性。

型号	工位（罐数）	最大粒度 (mm)	每个工位容量 (g)	粉碎时间 (min)	出料筛 (目)	功率 (kW)
KT-LB-100-1	1	< 13	100 × 1	< 2	120-200	1.1
KT-LB-100-2	2	< 13	100 × 2	< 2	120-200	1.1
KT-LB-100-3	3	< 13	100 × 3	< 2	120-200	1.5
KT-LB-100-4	4	< 13	100 × 4	< 3	120-200	1.5
KT-LB-100-5	5	< 13	100 × 5	< 3	120-200	1.5
KT-LB-100-7	7	< 13	100 × 7	< 3	120-200	1.5
KT-LB-200-1	1	< 20	200 × 1	< 3	120-200	1.5
KT-LB-200-2	2	< 20	200 × 2	< 3	120-200	1.5
KT-LB-200-3	3	< 20	200 × 3	< 3	120-200	1.5
KT-LB-200-4	4	< 20	200 × 4	< 3	120-200	1.5
KT-LB-400-1	1	< 26	400 × 1	< 3	120-200	1.5
KT-LB-400-2	2	< 26	400 × 2	< 3	120-200	1.5
KT-LB-400-3	3	< 26	400 × 3	< 3	120-200	1.5
KT-LB-400-4	4	< 26	400 × 4	< 3	120-200	1.5

型号	工位（罐数）	最大粒度 (mm)	每个工位容量 (g)	粉碎时间 (min)	出料目 (目)	功率 (kW)
KT-LB-500-I	1	< 26	500 × 1	< 3	120-200	1.5
KT-LB-1000-I	1	< 26	1000 × 1	< 3	120-200	1.5
KT-LB-100/200-I	双混合工位	< 13 / < 12	100 / 200	< 2	120-200	1.5
KT-LB-300/400-II	双混合工位	< 23 / < 26	300 / 400	< 2	120-200	1.5

工程参数	技术
研磨介质容器材质	高纯氧化ZrO2，配有配套的研磨罐
介质水平	超低 ppm，零重金属/玻璃基
允许料抗强度	< 800 kg/cm²
研磨模式	高速振荡+摩擦剪切粉碎
标准	超国家 GB474-1996 标准
外壳架构	重型冷轧，粉末涂层防振密封外壳
机座	高密度防震平台，低重心
初级震	多点高强度、高合金
次级振	工业级减震橡胶底座（双作用减震）
密封	屏蔽偏心平衡密封的重型
夹持	符合人体工程学手柄的高垂直快机械
控制系	手动操作或自动数字控制（由 -A 后表示）