

割れた手動によって熱くする実験室の餌出版物 30T/40T

商品番号: PCSM



前書き

スプリットマニュアル加熱ラボプレスで効率的に試料 を作製できます。40Tまでの圧力範囲と300℃までの 加熱プレートで、様々な産業に最適です。

詳細を学ぶ

器械のモデル	PCSM-30T3030	PCSM-40T4040
圧力範囲	0~30.0トン	0~40.0トン
ピストン直径	130mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	130mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時
主な全体構造	油漏れ箇所を減らすため、密閉された接続部を持たない装置	油漏れ箇所を減らすため、密閉された接続部を持たない装置
金型加熱温度	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0
断熱方法	輸入断熱板	輸入インシュレーションボード
冷却方法	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]
ホットプラテンサイズ	300×300mm(M×N)	$400\!\times\!400\mathrm{mm}(M\!\times\!N)$
ホストサイズ	380×350×600mm(K×P×H)	$500{\times}480{\times}650(K{\times}P{\times}H)$
外形寸法	700×400×600mm(L×W×H)	$800\!\times\!480\!\times\!650(L\!\times\!W\!\times\!H)$
電源	3000W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	5000W(220V/110Vはカスタマイズ可能)
重量	260Kg	460Kg
粉末錠剤機の寸法図	下の映像を見なさい	下図参照