

熱分析Tga Dta用 高性能ファインセラミックス アルミナるつぼ (Al₂O₃)

商品番号: KM-C04



前書き

TGA/DTA熱分析用容器は、酸化アルミニウム（コランダムまたは酸化アルミニウム）製です。高温に耐え、高温試験を必要とする材料の分析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

精密研磨	アルミナ含有量：99.5%	アルミナ含有量が高純度、比較的lowアルミナ含有量。	色：純白	高純度アルミナは焼成後わずかに黄色味を帯びます	精密研磨外周	正確なサイズ、精密加工、不純物粒子なし
通常	アルミナ含有量：95%	実験への干渉が少ない	色：黄色味	95%アルミナは焼成後純白	未研磨外周	熱分析用通常、精密研磨なし

φ 5x2.5 通常モデル	φ 10x10 通常	Φ6.5x4 精密研磨	Φ5x5 通常	Φ5mm 蓋 精密研磨	φ 6.8x4 通常モデル	Φ5.88x12.77 精密研磨	Φ6x4 精密研磨
φ 6x4.5 通常モデル	Φ5x3 精密研磨	φ 12x12 通常	Φ6.5x8 精密研磨	Φ5x8 通常	φ 6mm 蓋 精密研磨	φ 7x4 通常	Φ9x4 通常
Φ9x4 精密研磨	φ 6.5x4 通常モデル	Φ5x4 精密研磨	φ 5mm 蓋 通常タイプ	φ 6.5x10 精密研磨	Φ5.3x3.5 精密研磨	φ 6.8mm 蓋 精密研磨	
Φ5x2.5 精密研磨	Φ10x10 精密研磨	φ 6.5x8 通常モデル	Φ5x5 精密研磨	φ6mm 蓋 通常タイプ	Φ6.8x4 精密研磨	φ 6x4 通常	
Φ6x4.5 精密研磨	Φ5x4 通常	φ 12x12 精密研磨	φ 6.5x10 通常モデル	Φ5x8 精密研磨	Φ6.8mm 蓋 通常タイプ	Φ7x4 精密研磨	