



KINTEK SOLUTION

Shaking And Mixing Equipment カタログ

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



多様な実験室用途向け振盪インキュベーター

商品番号: KTL-8



前書き

細胞培養・研究用の精密な実験室用振盪インキュベーター。静音性、信頼性、カスタマイズ可能。専門家のアドバイスを今すぐ入手！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	KT-18HX	KT-18WF	KT-26HX	KT-26WF
振盪モード	旋回	往復	旋回	往復
電源入力	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
総電力	1200W	1200W	1600W	1600W
ディスプレイ	LCDタッチスクリーン	LCDタッチスクリーン	LCDタッチスクリーン	LCDタッチスクリーン
モータータイプ	ブラシレスDCモーター	ブラシレスDCモーター	ブラシレスDCモーター	ブラシレスDCモーター
速度範囲	20-260rpm	20-260rpm	20-260rpm	20-260rpm
振幅	20mm	20mm	20mm	20mm
温度範囲	室温+5～100℃	室温+5～100℃	室温+5～100℃	室温+5～100℃
温度精度	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
温度均一性	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
タイマー範囲	1秒～99分59秒	1秒～99分59秒	1秒～99分59秒	1秒～99分59秒
水槽サイズ	355*325*150mm	355*325*150mm	530*325*200mm	530*325*200mm
トレイ寸法	225*200mm	225*200mm	420*220mm	420*220mm
フラスコ容量	500mL: 3個、250mL: 4個、100mL: 6個	500mL: 3個、250mL: 4個、100mL: 6個	1000mL: 2個、500mL: 6個、250mL: 8個	1000mL: 2個、500mL: 6個、250mL: 8個
製品寸法	405*335*440mm	405*335*440mm	575*345*440mm	575*345*440mm
重量	26kg	26kg	35kg	35kg
電源コード長	1.4m	1.4m	1.4m	1.4m

パラメータ	KT-60HX	KT-60WF	KT-60HX+	KT-60WF+
振盪モード	旋回	往復	旋回	往復
電源入力	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ	AC220V, 50/60HZ
総電力	300W	300W	400W	400W

パラメータ	KT-60HX	KT-60WF	KT-60HX+	KT-60WF+
ディスプレイ	LCDタッチスクリーン	LCDタッチスクリーン	LCDタッチスクリーン	LCDタッチスクリーン
モータータイプ	ブラシレスDCモーター	ブラシレスDCモーター	ブラシレスDCモーター	ブラシレスDCモーター
速度範囲	50-300rpm	50-300rpm	50-300rpm	50-300rpm
振幅	20mm	20mm	20mm	20mm
温度範囲	室温+5～60℃	室温+5～60℃	室温+5～60℃	室温+5～60℃
温度精度	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
温度安定性	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
タイマー範囲	1分～99時間59分	1分～99時間59分	1分～99時間59分	1分～99時間59分
トレイ寸法	250*250mm	250*250mm	420*420mm	420*420mm
フラスコ容量	500mL: 4個、250mL: 5個、100mL: 12個	500mL: 4個、250mL: 5個、100mL: 12個	2000mL: 5個、1000mL: 9個、500mL: 9個、250mL: 16個、100mL: 36個	2000mL: 5個、1000mL: 9個、500mL: 9個、250mL: 16個、100mL: 36個
製品寸法	505*340*370mm	505*340*370mm	660*480*370mm	660*480*370mm
重量	18.7kg	18.7kg	35.6kg	35.6kg
電源コード長	1.4m	1.4m	1.4m	1.4m

多様な用途に対応する高性能ラボ用攪拌機

商品番号: KTL-9



前書き

高粘度混合に最適な精密なオーバーヘッド型ラボ用攪拌機。耐久性、カスタマイズ性、研究に最適。今すぐモデルをご覧ください！

詳細を学ぶ

特徴	KTP-20L	KTP-40L	KTP-60L	KTP-20LS	KTP-40LS	KTP-60LS
表示方法	/	/	/	LCD	LCD	LCD
最大攪拌容量 (H ₂ O、mL)	20000	40000	60000	20000	40000	60000
推奨攪拌容量 (mL)	150-5000	150-10000	150-15000	150-5000	150-10000	150-15000
最大攪拌粘度 (mPas)	10000 mPas	20000 mPas	30000 mPas	10000 mPas	20000 mPas	30000 mPas
速度 (RPM)	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000	150-3000
速度制御精度	/	/	/	±3 rpm	±3 rpm	±3 rpm
タイマー範囲	/	/	/	30s - 999min	30s - 999min	30s - 999min
モータータイプ	永久磁石	永久磁石	永久磁石	永久磁石	永久磁石	永久磁石
入力電力	VD 24V、50/60Hz	VD 24V、50/60Hz	VD 24V、50/60Hz	VD 24V、50/60Hz	VD 24V、50/60Hz	VD 24V、50/60Hz
電力 (W)	60	120	200	60	120	200
リフティングストローク	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm	30-60cm
全体寸法 (mm)	160230600	200315600	200315600	160230600	200315600	200315600
重量 (KG)	9	10	10	9	10	10
電源コード長 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

実験室用小型恒温加熱マグネチックスターラー

商品番号: KTL-2



前書き

実験室用小型恒温加熱マグネチックスターラーは、さまざまな実験室用途で正確な温度制御と効率的な混合を実現するために設計された多機能ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KTL-HA	KTL-HB
表示モード	LCD	LCD
回転数範囲	100~1600rpm	100~2000rpm
回転数制御精度	±10rpm	±10rpm
タイマー範囲	1~99時間59分	1~99時間59分
温度制御範囲	室温~300℃	トレイ 室温~350℃
		サンプル 室温~250℃
温度制御精度	トレイ ±3℃	<100℃±0.5℃/ >100℃±1℃ (溶液)
	溶液 ±0.5℃	
最大攪拌容量 (H2O)	5L	20L

ラボ用多機能小型速度調整水平メカニカルシェーカー

商品番号: KTL-3



前書き

実験室用多機能速度調整オシレーターは、現代のバイオエンジニアリング生産ユニット向けに特別に開発された定速実験装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KTL-3A	KTL-4A	KTL-5A	KTL-6A	KTL-8A
表示モード	LEDディスプレイ	LEDディスプレイ	LEDディスプレイ	LEDディスプレイ	LEDディスプレイ
速度範囲	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm	40~300rpm
タイミング範囲	1~9999分	1~9999分	1~9999分	1~9999分	1~9999分
パレットの標準構成	ユニバーサルスプリングクランプ	ユニバーサルスプリングクランプ	ユニバーサルスプリングクランプ	アッパークランプ、ロアスプリングクランプ	ユニバーサルスプリングクランプ
振動モデル	往復	往復	回転	回転	回転
振動振幅	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
パレット作業サイズ	520*300mm	440*270mm	440*350mm	610*460mm (二層)	700*620mm
重量	17.3Kg	13.5Kg	20Kg	65Kg	65Kg

実験室用ボルテックスミキサー、オービタルシェーカー、多機能回転振動ミキサー

商品番号: KTL-4



前書き

インチングミキサーは小型で、迅速かつ徹底的に混合し、液体は渦巻き状になり、チューブ壁に付着したすべての試験溶液を混合できます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KTL-P1	KTL-P2	KTL-P3
速度範囲	3500rpm	500~3500rpm	3000rpm
振動モード	押しっぱなし	押しっぱなし+速度調整	円形
振幅	4.5mm	4.5mm	4.5mm
製品サイズ	110*110*75mm	145*160*75mm	110*110*75mm

実験用振盪培養機

商品番号: KTL-5



前書き

Mixer-

OT振盪培養機は、長時間稼働可能なブラシレスモーターを採用しています。培養皿、フラスコ、ビーカーの振動作業に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	Mixer-OS 2s
電圧	AC100-240V/DC24V
周波数	50-60Hz
表示モード	LCDスクリーン
モーター出力	40W
振動モード	トラック
最大積載量	7.5kg
モーター出力	40W
速度範囲	30-250rpm
モータータイプ	ブラシレスモーター
タイマー範囲	1分～24時間または常時
正味重量	13kg
寸法	360×420×100mm

組織の粉碎と分散のためのラボ用滅菌スラップタイプホモジナイザー

商品番号: KTL-6



前書き

スラップ滅菌ホモジナイザーは、固体サンプルの表面および内部に含まれる粒子を効果的に分離し、滅菌バッグ内の混合サンプルが完全に代表的であることを保証します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
電圧	AC 220V		
周波数	50Hz		
総電力	200W	220W	500W
表示モード	4.3インチタッチスクリーン		
スラップ速度範囲	3-12回/秒		
有効容量	3-400ml		
消毒機能	/	あり	
消毒波長	/	253.7nm	
タイミング範囲叩き時間	1秒～99時間59分59秒または連続運転		
プログラム編集機能	8セグメント組み合わせ		
正味重量	18kg		
寸法	460×250×330mm		

効率的なサンプル混合と均質化のための実験用ディスク回転ミキサー

商品番号: KTL-7



前書き

正確なサンプル混合のための効率的な実験用ディスク回転ミキサー、様々な用途に対応、DCモーターとマイクロコンピューター制御、調整可能な速度と角度。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	LC-TD
動作モード	回転
電圧	100-240VAC
周波数	50/60Hz
電力	40W
角度	0-90°
モータータイプ	DCモーター
速度範囲	10-70RPM
時間設定範囲	1-1199分
操作モード	タイマー/連続運転
製品サイズ	D280×W210×H300mm
製品の正味重量	8Kg
許容周囲温度	5-40℃
許容相対湿度	80%RH
筐体保護等級	IP21

血清分離および低温脱水用卓上高速小型実験用遠心分離機

商品番号: KT-SCS



前書き

Kintek卓上高速遠心分離機：効率的、安定、高精度。
臨床・研究室に最適。機能・仕様をご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
表示	LCDディスプレイ
最高速度	18,500 rpm
速度制御精度	±10 rpm
最大RCF	22,575 ×g
最大容量	6 × 100 mL
チャンバー直径	Φ280 mm
タイマー範囲	1秒～99分59秒
騒音レベル	≤55 dB
電源	AC 220V±22V 50Hz
消費電力	400W
正味重量	28 kg
寸法（長さ×幅×高さ）	360 × 470 × 320 mm

低温血清分離脱水研究用実験室ベンチトップ高速小型遠心分離機

商品番号: KT-HSS



前書き

Kintekベンチトップ高速遠心分離機：強力な21,000rpm、精密な温度制御。臨床・研究室に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
表示モード	LCDディスプレイ
最高速度	21000rpm
速度制御精度	±20rpm
最大RCF	30642xg
最大容量	4 x 750ml
遠心分離チャンバー仕様	Φ420mm
タイマー範囲	1-99分
作業ノイズ	≤65dB
電源	AC 220±22V 50Hz
電力	750W
正味重量	62kg
製品寸法（長さ×幅×高さ）	565×465×395mm

血液サンプル処理用高速卓上遠心分離機

商品番号: KT-HPD



前書き

Kintekの卓上高速遠心分離機は、研究室での効率的、安定、正確なサンプル処理に最適です。臨床および研究用途に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
表示	LCDディスプレイ
最高速度	16,500 rpm
速度制御精度	±10 rpm
最大RCF	18,757 ×g
最大容量	12 × 5 mL
チャンパー径	Φ200 mm
タイマー範囲	1秒～99時間59分
騒音レベル	≤65 dB
電源	AC 220V±22V 50Hz
消費電力	420W
正味重量	19 kg
寸法（長さ×幅×高さ）	360 × 285 × 258 mm



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

