



KINTEK SOLUTION

Sterilization Equipment カタログ

Contact us for more catalogs of [Sample Preparation](#), [Thermal Equipment](#), [Lab Consumables & Materials](#), [Bio-Chem Equipment](#), 等

KINTEK SOLUTION

????

>>> ????????

KinTek Group Limited is one technology orientated organization, team members are devoted to probing the most efficient and reliable technology and innovations in the scientific researching equipment, fields like biochemical reacting, new materials researching, heat treatment, vacuum creating, refrigerating, as well as pharmaceutical and petroleum extracting equipment.



実験室用高圧水平オートクレーブ蒸気滅菌器

商品番号: KT-P01



前書き

水平オートクレーブ蒸気滅菌器は、重力置換方式を採用して庫内の冷気を除去するため、庫内の蒸気と冷気の含有量が少なく、滅菌効果がより確実です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
滅菌室容積	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
定格作動圧力	0.22Mpa				
定格作動温度	134℃				
滅菌温度選択	40℃-134℃				
タイマー時間選択範囲	0-60min				
滅菌室の熱均一性	≤±2℃				
電源/電源電圧	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
寸法 (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
輸送寸法 (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
総重量/正味重量	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg

ラボ用高圧蒸気滅菌器 縦型オートクレーブ

商品番号: KT-P03



前書き

縦型圧力蒸気滅菌器は、自動制御を備えた滅菌装置の一種であり、加熱システム、マイクロコンピューター制御システム、過熱および過圧保護システムで構成されています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
滅菌チャンバー容量	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定作業応力	0.22Mpa			
定格作業温度	134℃			
作業圧力	0.23Mpa			
熱均一性	≤±1℃			
タイミング選択範囲	0-99分/0-99時間59分			
温度選択範囲	0-134℃			
電力/供給電圧	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
寸法 (mm)	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
輸送体積 (mm)	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
総重量/正味重量	96Kg/77Kg	102Kg/83Kg	120Kg/98Kg	135Kg/110Kg

植物用薬草粉末滅菌機 ラボオートクレーブ

商品番号: KT-Q01



前書き

漢方薬用の薬草粉末滅菌オートクレーブ機は、飽和蒸気を使用して効果的な滅菌を行います。蒸気の熱と浸透性を利用し、保温後に滅菌を達成し、専用の乾燥システムで良好な乾燥効果を維持します。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	寸法	チャンバーサイズ	蒸気消費量	滅菌トレイ数	電力	機器正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	18KG	18	2+(24)	900KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	25KG	18	2+(24)	1000KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	30KG	26	3+(36)	1400KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	40KG	26	3+(36)	1600KG
KT-G1.0JS	1550*1550*1900	1250*680*1180	45KG	36	3KW	1700KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	50KG	36	4KW	1800KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	60KG	72	4KW	2000KG
KT-G2.0JS	1950*1500*1900	1600*900*1400	65KG	88	4.5KW	2500KG
KT-G2.5JS	2350*1500*1900	2000*900*1400	75KG	88	6KW	3000KG
KT-G3.0JS	2750*1500*1900	2400*900*1400	90KG	88	8KW	3500KG

仕様	寸法	チャンバーサイズ	蒸気消費量	滅菌トレイ数	電力	機器正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	12	1.2+(24)	700KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	12	1.2+(24)	800KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	36	2.0+(36)	1200KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	36	2.0+(36)	1400KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	48	2.5KW	1550KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	72	2.5KW	1650KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	96	3.5KW	1800KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	60	4.5KW	2200KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	120	4.5KW	2600KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140KG	120	6KW	3000KG

仕様	寸法	チャンバーサイズ	蒸気消費量	オゾン枯渇	滅菌トレイ数	電力	機器正味重量
KT-G0.25JS(F)	1100*1350*1900	800*600*600	25KG	4	12	2+(24)	980KG
KT-G0.36JS(F)	1300*1350*1900	1000*600*600	35KG	4	12	2+(24)	1080KG
KT-G0.6JS(F)	1550*1400*1900	1250*610*910	40KG	7	36	3+(36)	1500KG
KT-G0.8JS(F)	1750*1400*1900	1450*610*910	50KG	9	36	3+(36)	1700KG
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60KG	11	48	3KW	1800KG
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70KG	13	72	4KW	1900KG
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80KG	16	96	4KW	2100KG
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100KG	20	60	4.5KW	2600KG
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120KG	25	120	6KW	3100KG
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140KG	30	120	8KW	3600KG

実験室用滅菌器 ラボオートクレーブ パルス真空リフティング滅菌器

商品番号: KT-Q02



前書き

パルス真空リフティング滅菌器は、効率的かつ正確な滅菌のための最先端の装置です。パルシング真空技術、カスタマイズ可能なサイクル、そして簡単な操作と安全性を実現するユーザーフレンドリーなデザインを採用しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
滅菌チャンバーの有効容積	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100L 504×404×502mm	120L 504×404×590mm
リフト後の高さ	1310	1590	1475	1565
作動圧力	0.22Mpa			
作動温度	134℃			
熱均一性	≤±1℃			
タイミング選択範囲	0-99分			
温度選択範囲	105-134℃			
電源/供給電圧	蒸気発生器電力: 3KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ		蒸気発生器電力: 3.6KW 乾燥ベルト電力: 2.4KW/AC220V 50HZ	
寸法 (mm)	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
輸送容積 (mm)	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
総重量/正味重量	210Kg/180Kg	230Kg/200Kg	300Kg/270Kg	325Kg/295Kg

実験室用滅菌器 ラボオートクレーブ 脈動真空卓上蒸気滅菌器

商品番号: KT-B01



前書き

脈動真空卓上蒸気滅菌器は、医療、製薬、研究用物品を迅速に滅菌するために使用される、コンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XB20J	KT-XB24J
滅菌チャンバー容量	20L	24L
滅菌チャンバーサイズ	φ250×420mm	φ250×500mm
定格作動圧力	0.22Mpa	0.22Mpa
定格作動温度	134℃	134℃
滅菌温度範囲	105-134℃	105-134℃
タイマー範囲	0-60分	0-60分
チャンバー内温度均一性	≤±1℃	≤±1℃
電源	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	1.5KW / AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)
滅菌トレイ (mm)	340×200×30 (3枚)	340×200×30 (3枚)
外形寸法 (mm)	480×480×384	480×480×384
梱包寸法 (mm)	700×580×500	700×580×500
総重量/正味重量	44/40Kg	50/45Kg

ラボ用卓上高速高圧実験室オートクレーブ滅菌器 16L 24L

商品番号: KT-B02



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、製薬、研究用物品を迅速に滅菌するために使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-T16J	KT-T24J
滅菌チャンバー容量	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
固定作動圧力	0.22Mpa	
定格作動温度	134℃	
滅菌温度選択	105-134℃	
タイミング時間選択範囲	0-99分	
滅菌室の熱均一性	≤±1℃	
電源/供給電圧	AC220V.50Hz/2.7KW	
全体寸法 (mm)	545×328×423	560×350×500
梱包サイズ (mm)	605×390×480	620×410×570
総重量/正味重量	17/15Kg	20/18Kg

ラボ用卓上高速オートクレーブ滅菌器 20L 24L

商品番号: KT-B03



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、製薬、研究用物品を迅速に滅菌するために使用される、コンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD20D	KT-XD24D
滅菌チャンバー容量	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
固定作動圧力	0.22Mpa	
定格作動温度	134℃	
滅菌温度選択	105-134℃	
タイマー時間選択範囲	0-99分	
滅菌室の熱均一性	≤±1℃	
電源/供給電圧	1.5KW/AC220V.50Hz	
滅菌トレイ (mm)	340×200×30 (3枚)	400×200×30 (3枚)
全体寸法 (mm)	480×680×455	480×680×455
梱包サイズ (mm)	580×700×500	580×800×560
総重量/正味重量	43/40Kg	50/45Kg

ラボ用デスクトップ高速実験室オートクレーブ滅菌器 35L 50L 90L

商品番号: KT-B04



前書き

デスクトップ高速蒸気滅菌器は、医療、製薬、研究用物品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。外科用器具、ガラス器具、医薬品、耐性のある材料を効率的に滅菌し、さまざまな用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD35DV	KT-XD50DV	
滅菌チャンバー容量	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	
固定作業圧力	0.22Mpa		
定格作業温度	134℃		
滅菌温度選択	105-134℃		
タイミング時間選択範囲	0-99分		
滅菌室の熱均一性	≤±1℃		
電源/供給電圧	AC220V 50Hz/2.7KW		
全体寸法 (mm)	730×550×510	770×600×540	
梱包サイズ (mm)	810×680×650	880×730×700	
総重量/正味重量	115/93Kg	130/106Kg	

実験室用科学電気加熱熱風乾燥オーブン

商品番号: KT-B05



前書き

卓上高速オートクレーブ滅菌器は、医療、製薬、研究用物品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-9040A(S)	KT-9070A(S)	KT-9140A(S)	KT-9240A(S)	KT-9640A(S)
電圧	AC220V 50Hz				
温度範囲	50°C-300°C				
温度変動	±1°C				
追跡アラーム	+5°C				
消費電力	1000W	1500W	2000W	2500W	4500W
スタジオサイズ (mm)	350x350x350	450x350x450	550x450x550	600x500x750	800x800x1000
寸法 (mm)	500x560x705	650x560x805	750x660x905	800x710x1105	1000x1010x1355

液晶ディスプレイ自動タイプ用実験室滅菌器ラボオートクレーブ縦型圧力蒸気滅菌器

商品番号: KT-C04



前書き

液晶ディスプレイ自動縦型滅菌器は、加熱システム、マイクロコンピュータ制御システム、過熱および過電圧保護システムで構成される、安全で信頼性の高い自動制御滅菌装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-35HD	KT-50HD	KT-75HD	KT-100HD
滅菌チャンパー容量	35L φ318×450mm	50L φ340×550mm	75L φ400×600mm	100L φ440×650mm
固定作業応力	0.22Mpa			
定格作業温度	134℃			
作業圧力	0.25Mpa			
熱均一性	±1℃			
タイミグ選択範囲	0-99分/0-99時間59分			
温度選択範囲	1-134℃			
電力/電源電圧	1 X 2.5KW/AC220V 50HZ	2 X 2.5KW/AC220V 50HZ	3 X 2.5KW/AC220V 50HZ	
寸法 (mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
輸送容積 (mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
総重量/正味重量	81Kg/63Kg	94Kg/74Kg	113Kg/93Kg	125Kg/105Kg

ポータブルデジタルディスプレイ自動実験室滅菌器ラボオートクレーブ滅菌圧力用

商品番号: KT-C05



前書き

ポータブルオートクレーブ滅菌圧力は、高圧飽和蒸気を使用して物品を迅速かつ効果的に滅菌する装置です。

。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-18HDD	KT-24HDD
消毒容量	18L φ280×260mm	24L φ280×390mm
固定作業応力	0.14-0.16Mpa	
定格作業温度	126℃	
最大安全圧力	0.165Mpa	
滅菌室の熱均一性	≤±1℃	
電源	AC220V.50Hz/2KW	
輸送容量 (mm)	420×420×630	420×450×750
総重量/正味重量	14/12Kg	15/14Kg

実験室用水平オートクレーブ蒸気滅菌器 ラボ用マイクロコンピューター滅菌器

商品番号: KT-C06



前書き

水平オートクレーブ蒸気滅菌器は、重力置換法を採用して庫内の冷気を排出し、庫内の蒸気冷気含有量を少なくすることで、より信頼性の高い滅菌を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

技術データ	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
滅菌室容積	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
作動圧力	0.22 MPa		
作動温度	134 度		
温度調整	40 - 134 度		
滅菌時間	0-99 分		
乾燥時間	0-99 分		
熱均一性	≤± 2 度		
電力	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
寸法	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
輸送寸法	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
総重量/正味重量	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG

56L 縦型実験室真空乾燥オーブン

商品番号: KT-LVD



前書き

精密な低温サンプル脱水に最適な56L実験室真空乾燥オーブンをご覧ください。バイオ医薬品および材料科学に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	KT-DZK-6055B
容量	56 L
表示モード	LCDスクリーン
温度制御範囲	室温+10°C～250°C
温度分解能	0.1°C
真空度	-0.1 MPa
タイマー範囲	1分～999時間59分
加熱電力	700W（総電力：1400W）
チャンバー材質	201ステンレス鋼（304はオプション）
チャンバー寸法	350（D）× 400（W）× 400（H）mm
標準棚板	2枚（各耐荷重：15kg）
最大連続稼働時間	7日間（230°Cで）
ヒューズ定格	10A
電源	AC 220V / 50Hz
正味重量	70 Kg
製品寸法	516（D）× 665（W）× 730（H）mm

分野	応用
生物学的サンプル	ワクチン、酵素、微生物の特殊な低温乾燥と保存により、活性と安定性を確保します。
材料科学	高度な研究開発のためのポリマー材料およびナノ材料の脱水および硬化。
エレクトロニクス産業	精密部品および半導体の水分除去（ベーキング）により、故障を防ぎ、耐用年数を延ばします。

分野	応用
化学工学	触媒およびファインケミカルの精製および乾燥により、製品純度を向上させます。

23L実験用真空乾燥オーブン

商品番号: KT-VDO



前書き

Kintekインテリジェント真空乾燥オーブン：実験室向け、精密、安定、低温乾燥。熱に弱い材料に最適。今すぐ見積もりを！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	KT-DZK-6025B
表示モード	LCDスクリーン
温度制御範囲	室温 +10°C ~ 250°C
温度分解能	0.1°C
真空度	-0.1 MPa
タイマー範囲	1分 ~ 999時間59分
加熱電力	400W (総電力：800W)
最大連続運転時間	7日間 (230°Cにて)
チャンバー材質	201ステンレス鋼 (304 SS オプション)
チャンバー寸法	280 (奥行) × 280 (幅) × 300 (高さ) mm
容量	23 L
棚板	標準棚板2枚 (各耐荷重: 15kg)
電源	AC 220V / 50Hz
正味重量	46 Kg

研究室用ポータブル高圧オートクレーブ蒸気滅菌器

商品番号: KT-P02



前書き

ポータブルオートクレーブ滅菌器は、加圧飽和蒸気を使用して、物品を迅速かつ効果的に滅菌する装置です。

。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	3バルブ強化型			KTM-B オートマチック & KTM-C オートマチック			
製品番号	KTM-12B	KTM-18B	KTM-24B	KMT-8B/C	KMT-12B/C	KMT-18B/C	KMT-24B/C
容量	12L	18L	24L	8L	12L	18L	24L
周波数	50±1			50			
電力	2±10%KW			2KW			
入力電圧	AC(220±22)V			220V			
定格動作温度	126℃						
固定動作圧力	0.142Mpa						
正味重量	12Kg	13.5Kg	14.7Kg	9Kg	10.5Kg	12Kg	14Kg

モデル	KTM-8A	KTM-18A	KTM-24A
入力電圧	220V/50HZ		
電力	1KW	2KW	2KW
表示方法	圧力計		
容量	8L	18L	24L
最高動作温度	126~128℃		
固定動作圧力	0.145~0.165Mpa		
内槽の厚さ	0.52mm		
加熱方式	石炭および電気		
滅菌室サイズ	φ240×120mm	φ280×235mm	φ280×340mm

モデル	KMT-18B	KMT-24B	KMT-18C	KMT-24C
入力電圧	220V/50HZ			

電力	2KW			
表示方法	圧力計		圧力計/デジタル表示	
容量	18L	24L	18L	24L
最高動作温度	126~128℃			
固定動作圧力	0.145~0.165Mpa			
内槽の厚さ	0.52mm			
加熱方式	電気加熱			
滅菌室サイズ	φ280×235mm	φ280×340mm	φ280×235mm	φ280×340mm



Kintek Solution

Head Quarter: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China

