

## 1-5L ジャケットガラス反応器

商品番号: KR-1



### 前書き

当社の 1～5L ジャケット  
ガラス反応器システムで、医薬品、化学製品、生物製  
品に最適なソリューションを見つけてください。カス  
タムオプションも利用可能。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
リアクター容積	1L	2L	3L	5L
ジャケットのボリウム	0.3L	0.6L	0.9L	1.5L
漏斗サイズ	0.2L	0.2L	0.2L	0.5L
真空シール	テフロン+パイトンシール			
速度制御	ノック無段階速度調整			
攪拌速度	0-1300rpm			
作業温度	-80~250°C			
真空	0.098MPa			
安全保護	過電流/地絡/過熱保護			
作業環境	5~35°C			
電源	110-440V、50/60Hz			
全体寸法	480×420×1110mm	480×420×1110mm	480×420×1110mm	591×520×1594mm
正味重量	19kg	20kg	21kg	34kg