

100L 冷却循環装置 低温恒温反応槽 水浴冷却

商品番号: KCP-100



前書き

KinTek KCP

冷却循環装置で、信頼性の高い効率的な冷却パワーを
ラボや産業用途に。最大-

120℃の温度と内蔵循環ポンプを備えています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体容量	使用温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定性	ホースポート	寸法 (mm)
KCP100-20	100L	-23-5℃	9738-2626W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1100*900*1100
KCP100-30	100L	-32-5℃	9820-2820W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1100*900*1100
KCP100-40	100L	-40-5℃	10860-2830W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1100*900*1100
KCP100-60	100L	-63-5℃	11380-2100W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1200*1100*1350
KCP100-80	100L	-83-5℃	11670-1800W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1200*1100*1350
KCP100-120	100L	-120-5℃	11880-1200W	70L/分 6-8m	+/-2℃	1/2インチ	1460*1200*1350