

80L 加熱冷却循環器 高低温恒温反応用冷却水浴循環器

商品番号: KCBP-80



前書き

KinTek KCBH 80L

加熱冷却循環器で、加熱、冷却、循環のすべてをオールインワンで実現。ラボや産業用途に、高効率で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体容量	作動温度	冷却能力	総電力	流量	温度安定性	寸法 (mm)
KCBH100-20	100L	-20-200°C	18638-6966W	13.5	42L/分 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-30	100L	-30-200°C	19904-9557W	13.5	42L/分 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-40	100L	-40-200°C	25334-10698W	13.5	42L/分 28m	+/-2°C	880*880*1250