

20L チラー水浴冷却循環器 低温恒温反応槽

商品番号: KCP-20



前書き

KinTek KCP

チリングサーキュレーターは、循環流体に一定の冷却能力を供給する多用途で信頼性の高い装置です。単一の冷却槽として機能し、最大 -120℃の冷却温度に達することができます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体容量	使用温度	冷却能力	ポンプ流量	温度安定性	ホースポート	寸法 (mm)
KCP20-20	20L	-23-5℃	3126-950W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2"	630*52*1000
KCP20-30	20L	-32-5℃	3237-1023W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2"	630*52*1000
KCP20-40	20L	-40-5℃	3635-980W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2"	630*52*1000
KCP20-60	20L	-63-5℃	4210-510W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2"	940*710*1010
KCP20-80	20L	-83-5℃	4530-360W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2"	940*710*1010
KCP20-120	20L	-120-5℃	4889-270W	35L/分 4-6m	+/-2℃	1/2"	1000*800*900