

高低温恒温反应用20L加熱冷却循環器（冷却水浴循環器）

商品番号: KCBH-20



前書き

KinTek KCBH

20L加熱冷却循環器で実験室の生産性を最大化しましょう。オールインワン設計で、産業用および実験室用として信頼性の高い加熱、冷却、循環機能を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	流体量	動作温度	冷却能力	総電力	流量	温度安定性	寸法 (mm)
KCBH20-10	20L	-10-200°C	3126-950W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-20	20L	-20-200°C	3163-980W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-30	20L	-30-200°C	3277-1061W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-40	20L	-40-200°C	3675-998W	7.2Kw	42L/min 28m	+/-2°C	630*550*1100
KCBH20-60	20L	-60-200°C	4160-550W	7.8Kw	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH20-80	20L	-80-200°C	4576-420W	7.8Kw	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250