

## 20L 加熱冷却サーキュレーター 高温低温恒温反応槽

商品番号: KCBH-20



前書き

KinTek KCBH 20L

加熱冷却サーキュレーターでラボの生産性を最大化します。オールインワン設計により、産業および研究室での使用に信頼性の高い加熱、冷却、循環機能を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	液量	作業温度	冷却能力	総合力	流量	温度安定	寸法(mm)
KCBH20-10	20L	-10~200°C	3126-950W	7.2Kw	42L/min 28m	±2°C	630*550*1100
KCBH20-20		-20~200°C	3163-980W				
KCBH20-30		-30~200°C	3277-1061W				
KCBH20-40		-40~200°C	3675-998W	7.8Kw			880*880*1250
KCBH20-60		-60~200°C	4160-550W				
KCBH20-80		-80~200°C	4576-420W				