

23L実験用真空乾燥オーブン

商品番号: KT-VDO



前書き

Kintekインテリジェント真空乾燥オーブン：実験室向け、精密、安定、低温乾燥。熱に弱い材料に最適。今すぐ見積もりを！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
モデル	KT-DZK-6025B
表示モード	LCDスクリーン
温度制御範囲	室温 +10°C ~ 250°C
温度分解能	0.1°C
真空度	-0.1 MPa
タイマー範囲	1分 ~ 999時間59分
加熱電力	400W (総電力：800W)
最大連続運転時間	7日間 (230°Cにて)
チャンバー材質	201ステンレス鋼 (304 SS オプション)
チャンバー寸法	280 (奥行) × 280 (幅) × 300 (高さ) mm
容量	23 L
棚板	標準棚板2枚 (各耐荷重: 15kg)
電源	AC 220V / 50Hz
正味重量	46 Kg