

608L 重要なサンプル保存用エッセンシャルラボ用超低温フリーザー

商品番号: KTFDV-608



前書き

容量608L、正確な-86℃制御の超低温フリーザー。生物学的サンプルを安全に保管するラボに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
モデル	KTFDV-608
容量	608L
内部温度	-40℃~-86℃（調整可能）
アラームシステム	音声および視覚アラーム
電源	220V/50Hz
電力	1000W
消費電力	13.8 kWh/24h
保護クラス	I/B
気候タイプ	N
冷媒	CFCフリー環境配慮型冷媒
コンプレッサーシステム	デュアルコンプレッサー独立冷凍システム
温度制御	マイクロコンピューター電子温度制御
温度表示	デジタル表示
プローブタイプ	PTC
コンデンサーファン	高効率ファン
外装	スプレー加工冷間圧延鋼板
内張り	304ステンレス鋼
棚/内部ドア	棚3段/内部ドア4枚、304ステンレス鋼
断熱厚さ	120mm
アクセスポート（テスト穴）	1（ø18mm）
キャスター	4
正味重量/総重量	245 kg / 288 kg

特徴	仕様
外形寸法（幅*奥行*高さ）	990 * 1030 * 1860 mm
内部寸法（幅*奥行*高さ）	750 * 715 * 1200 mm
梱包寸法（幅*奥行*高さ）	1120 * 1080 * 2010 mm
コンテナ積載量	10個 / 20'GP