

608L エssenシャル・ラボラトリー 超低温フリーザー 重要なサンプル保存用

商品番号: KTFDV-608



前書き

容量608Lの超低温フリーザー。 -
86°Cの精密制御で、生物学的サンプルを安全に保管するラボに最適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
型式	KTFDV-608
容量	608L
内部温度	-40°C〜-86°C（調整可能）
警報システム	可聴および視覚アラーム
電源	220V/50Hz
電力	1000W
エネルギー消費	13.8 kWh/24h
保護等級	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フロンフリー環境に優しい冷媒
コンプレッサーシステム	デュアルコンプレッサー独立冷凍システム
温度制御	マイクロコンピューター電子温度制御
温度表示	デジタル表示
プローブタイプ	PTC
コンデンサーファン	高効率ファン
アウターケーシング	溶射冷延銅板
インナーライナー	304ステンレススチール
棚/内扉	棚板3枚/内扉4枚、304ステンレススチール
断熱材の厚さ	120mm
アクセスポート（テストホール）	1 (ø18mm)
キャスター	4
正味重量 / 総重量	245 kg / 288 kg

特徴	仕様
外形寸法（幅 D H）	990 * 1030 * 1860 mm
内寸（幅 D H）	750 * 715 * 1200 mm
梱包寸法（W D H）	1120 * 1080 * 2010ミリメートル
コンテナ積載量	10個/20'GP