

708L 超低温フリーザー 高性能実験用フリーザー

商品番号: KTFDV-708



前書き

研究室用708L超低温フリーザー、-86℃精密冷却、ステンレス製内部。研究・バイオテクノロジーサンプル保管に最適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
タイプ	縦型
容量	708L
内部温度範囲	-40℃～-86℃（調節可能）
アラームシステム	聴覚・視覚アラーム
電源	220V/50Hz
電力	1000W
消費電力	15.2 kWh/24h
保護クラス	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フロンフリー、環境に優しい混合冷媒
コンプレッサー	高効率輸入コンプレッサー
冷凍システム	デュアルコンプレッサー独立冷凍システム
温度制御	マイクロコンピューターデジタル制御
温度表示	LEDデジタルディスプレイ
センサープローブ	PTC
コンデンサーファン	高効率、低騒音ファン
外装	粉体塗装された冷間圧延鋼板
内装	304ステンレス鋼
棚/内扉	棚3段/内扉4枚
断熱材の厚さ	120mm
圧力均等化ポート	1（直径18mm）
キャスター	4

特徴	仕様
正味重量/総重量	285kg / 345kg
外形寸法（幅x奥行x高さ）	1130mm x 1030mm x 1860mm
内部寸法（幅x奥行x高さ）	890mm x 715mm x 1200mm
梱包寸法（幅x奥行x高さ）	1280mm x 1080mm x 2150mm
積載量	10個/20フィートGPコンテナ