

ラボ用スライサー

商品番号: PT10



前書き

手動マイクロトームは、研究所、産業、医療分野向けに設計された高精度切断装置です。パラフィンサンプル、生体組織、バッテリー材料、食品などのさまざまな材料の薄切り標本の調製に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PT10
金型材質	3Cr13（焼き入れステンレス鋼）
スライスサイズ	Φ10、Φ12、Φ14、Φ15、Φ16、Φ18、Φ19（d）
全体寸法	120*200*280mm（長さ*幅*高さ）
機器重量	10kg

機械サイズ図