

ラボ用手動スライサー

商品番号: PT10



前書き

手動式マイクロトームは、実験室、工業、医療分野向けに設計された高精度切断装置です。パラフィン試料、生体組織、電池材料、食品など、様々な材料の薄切片の作製に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

機種	PT10
金型材質	3Cr13 (焼入れステンレス鋼)
スライスサイズ	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
全体寸法	120*200*280mm (L*W*H)
装置の重量	10kg

機械寸法図