

実験用途向けAssemble Square Labプレスモールド

商品番号: PMAS



前書き

Assemble Square

Labプレスモールドで完璧なサンプル準備を実現。ク
イック分解によりサンプルの変形を防止。バッテリー
、セメント、セラミックスなどに最適。カスタマイズ
可能なサイズも用意。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
材質	Cr12MoV				
インデENTER硬 度	HRC60-HRC62				
サンプルサイズ	3*3、4*4、5*5、6*6、8*8、10*10 mm (M)	12*12、15*15、18*18、20*20m m(M)	30*30、40*40 mm (M)	50*50、60*60 mm(M)	70*70、80*80 mm (M)
キャビティ深さ	30mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
外形寸法	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm、Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm、Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm、Φ200*180mm(L*H)
重量(Kg)	1.2Kg	3.6Kg	7Kg、14Kg	20Kg、30Kg	40Kg、50Kg

その他のサイズはカスタマイズ可能です