

血清分離および低温脱水用卓上高速小型実験用遠心分離機

商品番号: KT-SCS



前書き

Kintek卓上高速遠心分離機：効率的、安定、高精度。
臨床・研究室に最適。機能・仕様をご覧ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ		仕様
表示		LCDディスプレイ
最高速度		18,500 rpm
速度制御精度		±10 rpm
最大RCF		22,575 ×g
最大容量		6 × 100 mL
チャンパー直径		Φ280 mm
タイマー範囲		1秒～99分59秒
騒音レベル		≤55 dB
電源		AC 220V±22V 50Hz
消費電力		400W
正味重量		28 kg
寸法（長さ×幅×高さ）		360 × 470 × 320 mm