

実験室用卓上凍結乾燥機

商品番号: KTFD-10PT



前書き

プレミアム卓上実験室用凍結乾燥機。凍結乾燥、サンプル保存に最適。冷却能力 $\leq -60^{\circ}\text{C}$ 。製薬・研究分野に理想的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
コールドトラップ温度	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
到達真空度	$< 10\text{ Pa}$
真空表示精度	0.01 Pa
凍結乾燥面積	0.09 m^2
材料積載容量	900 ml
水分捕集能力	$3\text{ kg} / 24\text{h}$
材料トレイ仕様	$200 \times 20\text{ mm} (\Phi \times \text{h})$
材料トレイ層数	3
外部フラスコ接続数	8ポジション
凍結乾燥フラスコスタイル	ベル型または円筒型
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	$580 \times 550 \times 375 / 880\text{ mm}$ (本体 / マニホールド&チャンバー付き)
コールドトラップ寸法	$\Phi 215 \times 193.5\text{ mm} (\Phi \times \text{h})$
設計タイプ	マニホールドキャッピングタイプ、卓上設計