

ラボ用卓上凍結乾燥機

商品番号: KTFD-10PT



前書き

凍結乾燥用プレミアム卓上ラボ用フリーズドライヤー。
。医薬品や研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
コールドトラップ温度	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
真空度	$< 10\text{ Pa}$
真空表示精度	0.01 Pa
凍結乾燥面積	0.09 m^2
材料投入量	900 ml
水分捕捉能力	$3\text{ kg}/24\text{ 時間}$
材料トレイ仕様	$200 \times 20\text{ mm } (\Phi \times h)$
トレイ層数	3
外部吊り下げフラスコ	8段
フラスコ形式	ベル型または円筒型
外形寸法 (W×D×H)	$580 \times 550 \times 375/880\text{ mm}$ (本体/マニホールド・チャンバー付)
コールドトラップ寸法	$\Phi 215 \times 193.5\text{ mm } (\Phi \times h)$
設計タイプ	マニホールドキャップ式、卓上型