

卓上型実験室用真空凍結乾燥機

商品番号: KTFD-10S



前書き

生物、医薬品、食品サンプルの効率的な凍結乾燥のための卓上型実験室用凍結乾燥機。直感的なタッチスクリーン、高性能冷凍、耐久性のあるデザインが特徴です。サンプルの完全性を維持しましょう—今すぐお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
コールドトラップ温度	≤ -60 °C
到達真空度	< 10 Pa
真空表示精度	0.01 Pa
凍結乾燥面積	0.12 - 0.18 m ²
材料積載量	1200 - 1800 ml
水分捕集能力	3kg / 24h
材料トレイ寸法	Φ 200 x 20 mm (直径 x 高さ)
材料トレイ数	標準4層、オプション6層
外形寸法 (幅*奥行*高さ)	580 x 550 x 375/820 mm
コールドトラップ寸法	Φ 215 x 193.5 mm (直径 x 高さ)
設計	卓上型、コンパクト構造