

卓上ラボ用真空凍結乾燥機

商品番号: KTFD-10S



前書き

生物、医薬品、食品サンプルの凍結乾燥を効率的に行う卓上型ラボ用凍結乾燥機。直感的なタッチスクリーン、高性能冷凍機、耐久性に優れたデザインが特徴です。サンプルの完全性を保つために、今すぐご相談ください！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
コールドトラップ温度	≤ -60 °C
真空度	< 10 Pa
真空表示精度	0.01 Pa
凍結乾燥面積	0.12 - 0.18 m ²
材料投入量	1200 - 1800 ml
水分捕捉能力	3kg/24時間
トレイ寸法	Φ 200 x 20 mm (直径 x 高さ)
材料トレイ数	標準4層、オプション6層
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	580 x 550 x 375/820 mm
コールドトラップ寸法	Φ 215 x 193.5 mm (直径 x 高さ)
設計	卓上、コンパクト構造