

実験室用卓上循環式真空ポンプ

商品番号: KV-2



前書き

実験室や小規模産業に水循環真空ポンプが必要ですか？
当社の卓上循環式真空ポンプは、蒸留、濃縮、結晶化などに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

詳細材質

エジェクター	逆止弁	接続パイプ	三方分岐	ポンプ本体	インペラ	排気ノズル
PP	銅+PP	NR	PP	PP	PA	PP

モデル	SHZ-A	SHZ-B
真空ポート数	2	4
単一ポート流量	10L/Min	
真空度	0.098Mpa	
ポンプ流量	60L/Min	
ポンプ揚程	8M	
ポンプヘッド材質	SS304/PTFE	
レザバ容量	13L	15L
モーター出力	180W	370W
寸法	400*280*240mm	
重量	15Kg	17Kg