

実験用カーバイドプレス金型

商品番号: PMW



前書き

カーバイドラボプレス金型で超硬質サンプルを成形します。日本製ハイス鋼製で長寿命です。カスタムサイズも承ります。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
材質	カーバイド YT15						
インデントー硬度	HRC85-HRC90						
サンプルサイズ	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm				
キャビティ深さ	30 mm	40 mm	45 mm				
外形寸法	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm				
重量(Kg)	0.78	1.8	3.8				

その他のサイズはカスタマイズ可能です