

## 超硬ラボプレス金型

商品番号: PMW



前書き

### Carbide Lab Press Mold

を使用して超硬サンプルを形成します。日本製ハイス鋼を使用しているため長寿命です。カスタムサイズも利用可能です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	PMW-A	PMW-B	PMW-C
材料	超硬 YT15		
圧子の硬さ	HRC85~HRC90		
サンプルサイズ	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30mm
キャビティの深さ	30mm	40mm	45mm
外形寸法	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm
重量(kg)	0.78	1.8	3.8

他のサイズもカスタマイズ可能