

28L 研究室用小型直立型超低温フリーザー

商品番号: KTFDV-28



前書き

ラボ用超低温フリーザー（-86℃）、容量28L、精密デジタル制御、エネルギー効率に優れた設計、生物サンプル保存に最適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
型式	KTFDV-28
タイプ	アップライト
容量	28L
庫内温度	-40℃～-86℃（調整可能）
アラームシステム	音と光アラーム
電源	220V/50Hz
電力	400W
エネルギー消費	5.50 kWh/24h
保護等級	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フッ素を含まない環境に優しい冷媒
冷凍システム	シングルコンプレッサー方式
温度制御	電子温度制御
温度表示	デジタルデータ表示
プローブ	PTC
コンデンサーファン	標準高効率ファン
外部ケーシング	パウダーコート冷延銅板
インナーライナー	304ステンレススチール
棚/インナードア	棚板1枚/内扉1枚、304ステンレススチール
断熱材の厚さ	100mm
圧力均一化ポート	1（直径18mm）
キャスター	4

特徴	仕様
正味/総重量	71/90 kg
外形寸法 (W D H)	505mm * 520mm * 1165mm
内寸 (幅 D H)	270mm * 265mm * 400mm
梱包寸法 (W D H)	合板: 535 575 1290mm / ハニカムカートン: 595 640 1335mm
コンテナ積載量 (20'GP)	30個