

カスタムPtfеテフロン部品メーカー 耐腐食性洗浄ラック フラワーバスケット

商品番号: PTFE-20



前書き

PTFE洗浄ラックは、PTFEフラワーバスケット洗浄フラワーバスケットとも呼ばれ、PTFE材料の効果的な洗浄のために設計された特殊な実験用具です。この洗浄ラックは、PTFE製品の徹底的かつ安全な洗浄を保証し、実験室環境でのその完全性と性能を維持します。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	サイズ	適用
四角	60mm*60mm	500mlビーカー
丸型	直径30mm	75mlビーカー
丸型	直径45mm	100mlビーカー
丸型	直径60mm	250mlビーカー

ご要望のあらゆるサイズのカスタム洗浄フラワーバスケットを提供します