

歯科用ポーセレンジルコニア焼結セラミック真空プレス炉

商品番号: KT-DP10



前書き

歯科用真空プレス炉で精密な歯科治療結果を得ましょう。自動温度校正、低騒音トレイ、タッチスクリーン操作。今すぐ注文！

[詳細を学ぶ](#)

昇温速度	最大200°C/分 (392°F/分)
最高温度	最大1200°C (2283°F)
最高温度保持時間	2時間
真空度	1-101%
電源	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力	最大1500W
寸法	高さ27cm x 幅36cm x 奥行70cm
焼成チャンパー径	9cm (3.5インチ)
正味重量	23Kg
梱包重量	26.5Kg