

ラボ用卓上高速高圧実験室オートクレーブ滅菌器 16L 24L

商品番号: KT-B02



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、製薬、研究用物品を迅速に滅菌するために使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-T16J	KT-T24J
滅菌チャンバー容量	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
固定作動圧力	0.22Mpa	
定格作動温度	134℃	
滅菌温度選択	105-134℃	
タイミング時間選択範囲	0-99分	
滅菌室の熱均一性	≤±1℃	
電源/供給電圧	AC220V.50Hz/2.7KW	
全体寸法 (mm)	545×328×423	560×350×500
梱包サイズ (mm)	605×390×480	620×410×570
総重量/正味重量	17/15Kg	20/18Kg