

卓上高速オートクレーブ滅菌器 16L / 24L

商品番号: KT-B02



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-T16J	KT-T24J
滅菌室容積	16L φ250×360mm	24L φ270×410mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	AC220V.50Hz/2.7KW	
外形寸法(mm)	545×328×423	560×350×500
梱包サイズ(mm)	605×390×480	620×410×570
総重量/正味重量	17/15kg	20/18kg