

ラボ用卓上高速オートクレーブ滅菌器 20L 24L

商品番号: KT-B03



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、製薬、研究用物品を迅速に滅菌するために使用される、コンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD20D	KT-XD24D
滅菌チャンバー容量	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
固定作動圧力	0.22Mpa	
定格作動温度	134℃	
滅菌温度選択	105-134℃	
タイマー時間選択範囲	0-99分	
滅菌室の熱均一性	≤±1℃	
電源/供給電圧	1.5KW/AC220V.50Hz	
滅菌トレイ (mm)	340×200×30 (3枚)	400×200×30 (3枚)
全体寸法 (mm)	480×680×455	480×680×455
梱包サイズ (mm)	580×700×500	580×800×560
総重量/正味重量	43/40Kg	50/45Kg