

## 卓上高速オートクレーブ滅菌器 20L / 24L

商品番号: KT-B03



### 前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD20D	KT-XD24D
滅菌室容積	20L φ250×420mm	24L φ250×520mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	1.5KW/AC220V.50Hz	
滅菌トレイ(mm)	340×200×30(3本)	400×200×30(3枚)
外形寸法(mm)	480×680×455	480×680×455
梱包サイズ(mm)	580×700×500	580×800×560
総重量/正味重量	43/40kg	43/40kg