

ラボ用デスクトップ高速実験室オートクレーブ滅菌器 35L 50L 90L

商品番号: KT-B04



前書き

デスクトップ高速蒸気滅菌器は、医療、製薬、研究用物品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。外科用器具、ガラス器具、医薬品、耐性のある材料を効率的に滅菌し、さまざまな用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD35DV	KT-XD50DV	
滅菌チャンバー容量	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	
固定作業圧力	0.22Mpa		
定格作業温度	134℃		
滅菌温度選択	105-134℃		
タイミング時間選択範囲	0-99分		
滅菌室の熱均一性	≤±1℃		
電源/供給電圧	AC220V 50Hz/2.7KW		
全体寸法 (mm)	730×550×510	770×600×540	
梱包サイズ (mm)	810×680×650	880×730×700	
総重量/正味重量	115/93Kg	130/106Kg	