

卓上高速オートクレーブ滅菌器 35L / 50L / 90L

商品番号: KT-B04



前書き

卓上高速蒸気滅菌器は、医療、医薬品、研究用品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。手術器具、ガラス器具、薬品、耐性物質などを効率的に滅菌できるため、さまざまな用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
滅菌室容積	35L φ300×500mm	50L φ340×550mm	90L φ400×720mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa		
定格使用温度	134°C		
滅菌温度の選択	105～134°C		
タイミング時間選択範囲	0～99分		
滅菌室の熱均一性	±1°C以下		
電源・供給電圧	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
外形寸法(mm)	730×550×510	770×600×540	1000×690×610
梱包サイズ(mm)	810×680×650	880×730×700	1070×740×700
総重量/正味重量	115/93kg	130/106kg	200/180kg