

実験室用科学電気加熱熱風乾燥オーブン

商品番号: KT-B05



前書き

卓上高速オートクレーブ滅菌器は、医療、製薬、研究用物品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-9040A(S)	KT-9070A(S)	KT-9140A(S)	KT-9240A(S)	KT-9640A(S)
電圧	AC220V 50Hz				
温度範囲	50°C-300°C				
温度変動	±1°C				
追跡アラーム	+5°C				
消費電力	1000W	1500W	2000W	2500W	4500W
スタジオサイズ (mm)	350x350x350	450x350x450	550x450x550	600x500x750	800x800x1000
寸法 (mm)	500x560x705	650x560x805	750x660x905	800x710x1105	1000x1010x1355