

## デスクトップ高速オートクレーブ滅菌器

商品番号: KT-B05



### 前書き

デスクトップ高速オートクレーブ滅菌器は、医療、医薬品、研究品の迅速な滅菌に使用されるコンパクトで信頼性の高い装置です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-XB20J	KT-XB24J
滅菌室容積	20L φ250×420mm	24L φ250×50mm
固定された仕事のストレス	0.22MPa	
定格使用温度	134°C	
滅菌温度の選択	105~134°C	
タイミング時間選択範囲	0~99分	
滅菌室の熱均一性	±1°C以下	
電源・供給電圧	1.5KW/AC220V.50Hz (AC110V.60Hz)	
滅菌トレイ(mm)	334×200×30(3本)	400×200×30(3枚)
外形寸法(mm)	480×480×384	580×480×384
梱包サイズ(mm)	700×580×500	800×580×500
総重量/正味重量	44/40kg	50/45kg