

ラボ用ダブルプレート加熱プレス金型

商品番号: PMD



前書き

高品質鋼と均一な温度制御を備えたダブルプレート加熱金型で、加熱の精度を発見してください。ラボプロセスに効率的です。さまざまな熱用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PMD
サンプルのプレス形状	
加熱温度	室温～300℃
金型材質	合金工具鋼：Cr12MoV
インデーター硬度	HRC60-HRC62
サンプルサイズ	
サンプル厚さ	0.02～0.1mm (N)
外形寸法1	180 * 180 * 130mm (長さ*幅*高さ)
外形寸法2	200 * 200 * 130mm (長さ*幅*高さ)
外形寸法3	300 * 300 * 130mm (長さ*幅*高さ)
金型重量	32Kg、38Kg、88Kg
寸法図	