

高度な科学および産業用途向けのカスタマイズ可能な高圧反応器

商品番号: KR-2H



前書き

この実験室規模の高圧反応器は、要求の厳しい研究開発環境での精度と安全性を追求して設計された高性能オートクレーブです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	25 mL	50 mL	100 mL	250 mL	500 mL	1000 mL	2000 mL
容量 (mL)	25	50	100	250	500	1000	2000
本体材質	304	304	304	304	304	304	304
本体直径 (mm)	100	100	120	120	140	160	200
本体高さ (mm)	70	70	100	130	165	245	280
内径 (mm)	30	40	44	58	70	80	105
内深 (mm)	60	60	90	115	150	230	260
壁厚 (mm)	14	14	12	15	14	16	16.5
クランプ方式	ボルト	ボルト	ボルト	ボルト	ボルト	ボルト	ボルト
設計圧力 (MPa)	25	25	25	25	25	25	25
使用圧力 (MPa)	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
設計温度 (°C)	350	350	350	350	350	350	350
使用温度 (°C)	300	300	300	300	300	300	300
シール方式	静的シール	静的シール	静的シール	静的シール	静的シール	静的シール	静的シール
圧力計	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
安全装置	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
正味重量 (kg)	3.5	5.5	7.5	10	15	24	46
製品寸法 (mm)	290x280x300	310x300x320	330x260x350	330x260x400	350x260x470	370x260x540	450x450x520