

## ガラス振動ビーズ研究室ゼオライト透明ガラスボール

商品番号: KTG-4



### 前書き

ガラス振動ビーズは、実験室で一般的に使用されているもので、ゼオライトの生成を防ぐために設計された透明なガラス球である。

[詳細を学ぶ](#)

直径	パッケージ全体の重量	包装
2.5mm	18.68g	1000個/パック
3mm	39.92g	1000個/パック
4mm	81.58g	1000個/パック
4.5mm	123.57g	1000個/パック
5mm	159.39g	1000個/パック
6mm	281.06g	1000個/パック
7mm	451.38g	1000個/パック