

高性能実験室用凍結乾燥機

商品番号: KTFD-10P



前書き

凍結乾燥用の高度な実験室用凍結乾燥機。生物学的および化学的サンプルを効率的に保存します。バイオ医薬品、食品、研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
コールドトラップ温度	≤ -60 °C
到達真空度	< 10 Pa
真空表示精度	0.01 Pa
凍結乾燥面積 (棚)	0.12 - 0.18 m ²
材料積載量 (棚上)	1200 - 1800 ml
水分捕集能力	3 kg / 24h
材料トレイ仕様 (Φ×H)	200 × 20 mm
材料トレイ層数	標準4層、オプション6層
外部フラスコ容量 (マニホールド)	8本のフラスコ
フラスコスタイルオプション	ナス型または円筒型
全体寸法 (W×D×H)	580 × 550 × 820 mm (ベンチトップユニット、乾燥チャンバーおよびマニホールド付き)
コールドトラップ寸法 (Φ×H)	Φ 215 × 193.5 mm
設計	ベンチトップ、マニホールド汎用型凍結乾燥機