

高性能ラボ用凍結乾燥機

商品番号: KTFD-10P



前書き

凍結乾燥のための高度なラボ用凍結乾燥機で、生物学的・化学的サンプルを効率的に保存。バイオ医薬、食品、研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
コールドトラップ温度	≤ -60 °C
真空度	< 10 Pa
真空表示精度	0.01 Pa
凍結乾燥面積 (棚)	0.12 - 0.18 m ²
材料負荷 (棚)	1200 - 1800 ml
水分捕捉能力	3kg/24時間
材料トレー仕様 (Φ×高さ)	200 × 20 mm
トレイ層数	標準4層、オプション6層
外部フラスコ容量 (マニホールド)	8フラスコ
フラスコ形状オプション	茄子型または円筒型
全体寸法 (幅×奥行×高さ)	580 × 550 × 820 mm (乾燥室およびマニホールド付き卓上型ユニット)
コールドトラップ寸法 (Φ×高さ)	Φ 215 × 193.5 mm
設計	卓上型、マニホールド型 一般凍結乾燥機