

血液サンプル処理用高速卓上遠心分離機

商品番号: KT-HPD



前書き

Kintekの卓上高速遠心分離機は、研究室での効率的、安定、正確なサンプル処理に最適です。臨床および研究用途に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
表示	LCDディスプレイ
最高速度	16,500 rpm
速度制御精度	±10 rpm
最大RCF	18,757 ×g
最大容量	12 × 5 mL
チャンパー径	Φ200 mm
タイマー範囲	1秒～99時間59分
騒音レベル	≤65 dB
電源	AC 220V±22V 50Hz
消費電力	420W
正味重量	19 kg
寸法（長さ×幅×高さ）	360 × 285 × 258 mm