

実験室用水平オートクレーブ蒸気滅菌器 ラボ用マイクロコンピューター滅菌器

商品番号: KT-C06



前書き

水平オートクレーブ蒸気滅菌器は、重力置換法を採用して庫内の冷気を排出し、庫内の蒸気冷気含有量を少なくすることで、より信頼性の高い滅菌を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

技術データ	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
滅菌室容積	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
作動圧力	0.22 MPa		
作動温度	134 度		
温度調整	40 - 134 度		
滅菌時間	0-99 分		
乾燥時間	0-99 分		
熱均一性	≤± 2 度		
電力	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
寸法	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
輸送寸法	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
総重量/正味重量	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG