

実験室用高圧水平オートクレーブ蒸気滅菌器

商品番号: KT-P01



前書き

水平オートクレーブ蒸気滅菌器は、重力置換方式を採用して庫内の冷気を除去するため、庫内の蒸気と冷気の含有量が少なく、滅菌効果がより確実です。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
滅菌室容積	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
定格作動圧力	0.22Mpa				
定格作動温度	134℃				
滅菌温度選択	40℃-134℃				
タイマー時間選択範囲	0-60min				
滅菌室の熱均一性	≤±2℃				
電源/電源電圧	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
寸法 (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
輸送寸法 (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
総重量/正味重量	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg